


平成29年9月

お客様各位

 **デンカ生研株式会社**
営業本部 国内試薬部門

インフルエンザウイルスHI試薬「生研」の使用血球に関するご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

『インフルエンザウイルスHI試薬「生研」』で使用する血球並びにマイクロプレートについて、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

1. 使用血球

株	使用血球、濃度	マイクロプレート
A/シンガポール/GP1908/2015 (H1N1)pdm09	ニワトリ 0.5%	U底プレート
A/香港/4801/2014 (H3N2)	ガチョウ 0.5%	U底プレート
	七面鳥 0.5%	U底プレート
	モルモット 0.75~1.0%	V底プレート
B/プーケット/3073/2013 (山形系統)	ニワトリ 0.5%	U底プレート
B/テキサス/2/2013 (ビクトリア系統)	ニワトリ 0.5%	U底プレート

参考資料： 国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター
インフルエンザ診断マニュアル（第3版）平成26年9月

ご不明な点がございましたら、弊社MR又は下記までお問い合わせ下さいますよう、
お願い申し上げます。

以上

デンカ生研株式会社
営業本部 国内試薬部門
TEL：03-6214-3234
FAX：03-6214-3244